

Pipetas Pasteur, vidrio | [Pasteur pipettes made of glass](#)

Marca|Trademark: Nahita

Las pipetas Pasteur son un elemento indispensable en el trabajo diario del laboratorio para llevar a cabo técnicas de rutina y experimentación que requieran la medición de volúmenes poco precisos, la aspiración al vacío e incluso la siembra en placas bacteriológicas. En nuestro catálogo se ofrecen pipetas Pasteur no estériles tanto de vidrio como de polietileno.

Pasteur pipettes are an essential working element in laboratories to run routine and experimental techniques in which measurement of less precise volumes, vacuum aspiration or even inoculation of bacteriological plates are required. We offer in our catalogue non sterile Pasteur pipettes made of both glass and polyethylene.

Pipetas Pasteur fabricadas en vidrio, con punta larga y fina, y con estrangulación en el tubo de aspiración apta para la colocación de un tapón de algodón. No estériles y no graduadas.

Pasteur pipettes made of glass, with long and fine tip and with constricted upper suction end to retain a cotton plug. Non sterile and non graduated.



Referencia Code	Longitud Length	Cantidad por caja Items per box
17477150	150 mm	250
17477230	230 mm	250

Tetinas para pipetas Pasteur | [Teats for Pasteur pipettes](#)

Marca|Trademark: Nahita



Referencia Code	Modelo Model	Material
47371000	Chupete / Dummy	Latex
47371001	Normal	Goma / Rubber
47371002	Goma dura / Hard rubber	Goma / Rubber

Pipetas Pasteur, polietileno | [Pasteur pipettes made of polyethylene](#)

Marca|Trademark: Nahita

Pipetas Pasteur fabricadas en polietileno, de uso único, no estériles. Pasteur Pipettes made of polyethylene, for one use, non sterile.



Referencia Code	Longitud Length	Capacidad Capacity	Cantidad Quantity
47477001	16 cm	1.5 mL	500 Graduada/Graduated
47477003	16 cm	3.0 mL	500 Graduada/Graduated
47477011	11.5 cm (punta capilar / capillary tip)	0.4 mL	500 Non graduated
47477012	8.5 cm	0.4 mL	500 Non graduated