

Estereomicroscopio 230 | Stereomicroscope 230

Marca|Trademark:Zuzi

Ofrecen una gran versatilidad en el rango del zoom óptico, en todo momento el usuario puede ajustar el aumento en función de sus necesidades. Presentan una platina de 75 mm de diámetro y una distancia de trabajo de 90 mm.

Modelos 230 y 231

- Zoom ajustable entre 0.75x a 3.4x
- Ratio de zoom 4.5

Modelos 237 y 238

- Zoom ajustable entre 0.75x a 4.5x
- Ratio de zoom 6

Stereomicroscopes to choose the magnification you need depending on your necessities. Both with stages of 75 mm of diameter, the working distance is 90 mm.

Models 230 and 231:

- Adjustable zoom between 0.75x to 3.4x
- Zoom ratio of 4.5

Models 237 and 238

- Adjustable zoom between 0.75x to 4.5x
- Zoom ratio of 6



Ref. / Code 50230030



Ref. / Code 50230031



Ref. / Code 50230037



Ref. / Code 50230038

Referencia / Code	50230030	50230031	50230037	50230038
Modelo / Model	230	231	237	238
Cabezal / Head	Binocular	Triocular / Trinocular	Binocular	Triocular / Trinocular
Distancia interpupilar / Interpupilar distance	55-77 mm			
Corrección dióptrica / Diopter correction	± 5 dioptrías / ± 5 diopter			
Oculares / Eyepieces	WF 10x-23 mm			
Enfoque / Nosepiece	Piñón y cremallera con anillo de ajuste de tensión / Pinion and rack			
Objetivos / Objectives	1x			
Distancia de trabajo / Working distance	90 mm			
Platina / Stage	B/N vidrio esmerilado / B/N ground glass			
Diámetro platina / Diameter stage	75 mm			