

Estereomicroscopio 234 y 235 | Stereomicroscope 234 and 235

Marca|Trademark: Zuzi

Estereomicroscopios con dos tipos de soporte:

- De fundición de aluminio que no admite objetivos adicionales
- De varilla que permite la visualización de muestras grandes

Cuentan con un ratio de zoom de 4, una distancia de trabajo de 80 mm y una platina de 95 mm, lo que los convierte en unos equipos adecuados para todo tipo de usos.

Stereomicroscopes with two kinds of stands:

- Aluminium furnace stand, smart, do not accept additional objectives
- Pole stand; allow the observation of big samples

With a zoom ratio of 4, working distance of 80 mm and a stage of 95 mm, are appropriate for all type of uses.



Ref. / Code: 50234000



Ref. / Code: 50234200

Referencia / Code	50234000	50234004	50234200	50234201
Modelo / Model	234	234/1	235	235/1
Cabezal / Head	Binocular	Binocular	Triocular / Trinocular	Triocular / Trinocular
Distancia interpupilar / Interpupilar distance	55-77 mm			
Corrección dióptrica / Diopter correction			± 5 dioptrías / diopter	
Oculares / Eyepieces			WF 10x-23 mm	
Enfoque / Nosepiece			Piñón y cremallera / Pinion and rack	
Objetivos / Objectives			1x	
Zoom			1x-4x	
Distancia de trabajo / Working distance	85 mm	80 mm	85 mm	80mm
Platina / Stage			B/N vidrio esmerilado	
Diámetro platina / Diameter stage		95 mm con pinzas / 95 mm with clamps		