

Agitador magnético con calefacción | **Magnetic stirrer with heating**

Marca|Trademark: Nahita

Multiagitador magnético con calefacción de construcción metálica con 4 puestos de agitación. El panel frontal presenta cuatro mandos de regulación de velocidad y pilotos indicativos de funcionamiento independientes para cada puesto de agitación, y un mando de regulación de calefacción para los cuatro puestos al mismo tiempo, con su piloto indicativo correspondiente. Permite agitar volúmenes de hasta 3L en cada puesto. Incluye 4 imanes teflonados de 6x30 mm (ØxL).

Incorpora ventosas en patas para aumentar la estabilidad del equipo.

Magnetic multistirrer with heating, its construction is metallic and it has 4 places of agitation. The front panel presents four controls for speed regulation, indicative leds of independent working for each place of agitation and a regulation heating control for all places at the same time, with its indicative led. It allow to shake a maximum of 3L at each place.

It includes 4 tephlonate magnets of 6x30 mm (ØxL). It incorporates suction pads under the legs to increase the stability of the equipment.



Referencia / Code	50690080
Modelo / Model	690/8
Volumen máx. / Max. volume	4 x 3000 mL
Velocidad / Speed	100-2000 rpm
Dimensiones placa / Dimensions (plate)	300x400 mm
Dimensiones (LxAxH) / Dimensiones (WxHxD)	300x400x110 mm
Peso / Weight	6 Kg
Alimentación / Supply	220 V/50Hz

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.